

Andocksäule (stationär) für einen Präparier- oder Seziertisch

Beschreibung

Andocksäule (stationär) für einen Präparier- oder Seziertisch. Stationäre Ausführung für Abluftbetrieb. Konzept bestehend aus fest installierter Andocksäule und einem mobilen Präparier- oder Seziertisch. Der Tisch wird an die Andockstation angedockt, die an das hauseigene Abluftsystem angeschlossen ist.

Die Andocksäule beinhaltet:

- Zwei 230 V spritzwassergeschützte Schuko-Steckdosen für Anschluss von Sägen etc.
- Ein Paar Führungsschienen für problemlose Andockung des Tisches
- eine flexible Brauseeinheit mit zwei Funktionen (Brause und Strahl)
- verschließbare Andocköffnung für Abluft
- kleines Abflussbecken mit integriertem Restesieb
- Zwei Revisionsöffnungen

Technische Daten

- Material: Edelstahl EN DIN 1.4301/ AISI 304 K 320 (alternatives Material auf Anfrage)
- Maße (L/B/H): 900 x 750 x 600 mm
- Abluftleistung: 1200 m³/h
- Abluft-Anschlussleitung ca. 100 mm von OKFFB: 300 mm Durchmesser



Einfach-Andocksäule
für Präpariertisch



Abluftleitung vor der
Verbindung mit der
Andocksäule

Produkt Spezifikation

Produkt: **Andocksäule stationär, einzeln**
Art.-Nr.: MM-501-0970-00



Optional

- Muldenabdeckung aus Edelstahl mit 4 Tragegriffen
- Abluftanschluss Wand MM-501-0970-01
- Abluftanschluss Decke MM-501-0970-02
- Sonderanfertigungen auf Anfrage

Herstellungsland

Hergestellt in Deutschland by **Meissner** Medical GmbH gemäß ISO 9001 und den gültigen EN-Normen sowie Arbeitsschutz- und Sicherheitsbestimmungen.



Studenten -
Präpariertisch mit
perforierter
Arbeitsfläche und
Absaugung nach
unten.
Angedockt an
Einfach-Andocksäule