

## Andocksäule, doppelt, abgesaugt

### Beschreibung

Andocksäule doppelt (stationär) für zwei Präparier- oder Seziertische. Stationäre Ausführung für Abluftbetrieb. Konzept bestehend aus fest installierter Andocksäule und zwei mobilen Präparier- oder Seziertischen. Die Tische werden an die Andockstation andockt, die an das hauseigene Abluftsystem angeschlossen ist. Nutzung mit einem Tisch möglich.

Die Andocksäule beinhaltet:

- Vier 230 V spritzwassergeschützte Schuko-Steckdosen für Anschluss von Sägen etc.
- Zwei Paar Führungsschienen für problemlose Andockung des Tisches
- Zwei flexible Brauseeinheiten mit je zwei Funktionen (Brause und Strahl)
- Zwei verschließbare Andocköffnungen für Abluft
- Zwei kleine Abflussbecken, jeweils mit integriertem Restesieb
- Zwei Revisionsöffnungen

### Technische Daten

- Material: Edelstahl EN DIN 1.4301/ AISI 304 K 320 (alternatives Material auf Anfrage)
- Maße (L/B/H): 950 x 900 x 900 mm
- Abluftleistung: 2400 m³/h
- Abluft-Anschlussleitung ca. 100 mm von OKFFB: 300 mm Durchmesser



Zweifach-Andocksäule für zwei Präpariertische



Abluftleitung in der Verbindung mit der Andocksäule

# Produkt Spezifikation

**Produkt:** Andocksäule stationär, doppelt  
**Art.-Nr.:** MM-502-0971-00



## Optional

- Abluftanschluss Wand MM-502-0971-01
- Ablufanschluss Decke MM-502-0972-02
- Sonderanfertigungen auf Anfrage

## Herstellungsland

Hergestellt in Deutschland by **Meissner Medical GmbH** gemäß ISO 9001 und den gültigen EN-Normen sowie Arbeitsschutz- und Sicherheitsbestimmungen.



Studenten-Präparier  
tische mit perforierter  
Arbeitsfläche und  
Absaugung nach  
unten.  
Angedockt an  
Zweifach-  
Andocksäule  
Kapazität: 14  
Studenten