

Körpermulde

Beschreibung

Körpermulde mit vier Abkantungen zum Ablauf hin. Mulde komplett tiefgekantet und an den Ecken fugenlos verschweißt. Liegefläche mit Gefälle zum Ablauf. An den Längsseiten je drei Aussparungen zum Einhängen eines Expandergurtes. An der Oberseite der Längsholme je drei Auftriebsbohrungen mit $D = 9 \text{ mm}$. An den Stirnseiten je zwei Bügelgriffe verschraubt zum Transport der Mulden. An der Unterseite zehn Rollen mit Edelstahlgehäuse über Traverse angebracht.

Technische Daten

- Material: Edelstahl EN DIN 1.4301/ AISI 304 K 320 (alternativ Material auf Anfrage)
- Abmaße (L/B/H): 2080 x 620 x 110 mm
- Reine Liegefläche (L/B): 1880 x 530 mm
- Oberfläche gebürstet mit $R_z 10 \mu\text{m}$
- Materialstärke: 1,25 mm
- Gewicht: ca. 22 kg

Körpermulde optional mit Kufen erhältlich MM-606-2009-00.

Herstellungsland

Hergestellt in Deutschland by **Meissner Medical GmbH** gemäß ISO 9001 und den gültigen EN-Normen sowie Arbeitsschutz- und Sicherheitsbestimmungen.