

## „HistoFile©“ Archivsystem für eingedeckte Gewebeschnitte

### Beschreibung

Pathologie-Archivschrank für eingedeckte histologische Gewebeschnitte Ausführung in Vollmetall gemäß den Feuerschutzbestimmungen und Regeln für die Lagerung von Gewebeproben. Ausführung mit Zentralverschluss. Ermöglicht staubfreie Lagerung. Größtmögliche Lagerkapazität auf kleinstem Raum. Kapazität: ca. 79.000 Objektträger inkl. Deckgläser in Spezial-Trays. Kompatibel zum übrigen Meissner Medical-Archivsystem für Paraffinblöcke. Schränke für Schnitte und Blöcke sowie die Lager-Trays sind identisch und können untereinander getauscht werden.

### Technische Daten

- Außenmaße (L/B/H): 720 x 730 x 1000 mm
- Farbe: metallic grau (weitere Farben erhältlich)
- Schubladensperre für alle Schubladen
- Vier Bohrungen oben und unten zur sicheren Verschraubung bei einer Bauhöhe von 2000 mm
- Neun kugelgelagerte Schwerlast-Schubladen Tragfähigkeit: jeweils 100 kg
- Leichter Austausch der Schublade durch Spezialmechanik
- 400 mm Beschriftungsleiste
- 162x Spezial-Trays für eingedeckte Gewebeschnitte
- Kapazität: 500 eingedeckte Objektträger für Histologie + Zytologie



HistoFile“ Anlage für  
ca. 2,2 Mio.  
eingedeckte  
Gewebeschnitte



Schubladen mit  
Vollauszug

## Ausführungen

- Führungen mit Selbsteinzug, kein unabsichtliches Öffnen der Schubladen
- Griffe mit auswechselbaren Beschriftungsleisten
- Auszugssperre für jede Schublade

## Optional

- elektronisches Zahlenschloss mit 4- bis 6-stelliger Zahlenkombination
- Spezial-Sicherheitsleiter
- MM-904-0018-00 für eingedeckte Gewebeschnitte 114.00

## Herstellungsland

Hergestellt in Deutschland by **Meissner Medical GmbH** gemäß ISO 9001 und den gültigen EN-Normen sowie Arbeitsschutz- und Sicherheitsbestimmungen.



HistoFile"- Anlage  
mit Spezial-  
Sicherheitsleiter



Feststell-  
Mechanismus für  
Leiter