

„HistoFile©“ Archivschrank für Paraffinblöcke

Beschreibung

Pathologie-Archivsystem für Paraffin-Gewebeblöcke Ausführung in Vollmetall gemäß den Feuerschutzbestimmungen und Regeln für die Lagerung von Gewebeproben. Ausführung mit Zentralverschluss. Ermöglicht staubfreie Lagerung. Größtmögliche Lagerkapazität auf kleinstem Raum. Kapazität: ca. 21.300 bearbeitete, standardisierte Paraffinblöcke. Kompatibel zum übrigen Meissner Medical-Archivsystem. Schränke für Schnitte und Blöcke sowie die Lager-Trays sind identisch und können untereinander getauscht werden.

Technische Daten

- Außenmaße (L/B/H): 720 x 730 x 1000 mm
- Farbe: metallic grau (weitere Farben erhältlich)
- Schubladensperre für alle Schubladen
- Vier Bohrungen oben und unten zur sicheren Verschraubung bei einer Bauhöhe von 2000 mm
- Neun kugelgelagerte Schwerlast-Schubladen Tragfähigkeit: jeweils 100 kg
- Leichter Austausch der Schublade durch Spezialmechanik
- 400 mm Beschriftungsleiste
- 324 x Spezial-Kunststoff-Trays für Schnitte oder Blöcke
- Doppelte Lagerung! Kapazität: 66 Paraffinblöcke



HistoFile“ Anlage für
ca. 0.5 Mio.
Gewebeblöcke



Archivschrank für
Gewebeblöcke.
Aufnahme Trays für
doppelte Lagerung

Produkt Spezifikation

Produkt: „HistoFile©“ Archivschrank
Art.-Nr.: MM-905-0019-00



Ausführungen

- Führungen mit Selbsteinzug, kein unabsichtliches Öffnen der Schubladen
- Griffe mit auswechselbaren Beschriftungsleisten
- Auszugssperre für jede Schublade

Optional

- elektronisches Zahlenschloss mit 4- bis 6-stelliger Zahlenkombination
- Spezial-Sicherheitsleiter
- MM-905-0020-00 für Paraffinblöcke ca. 30.800

Herstellungsland

Hergestellt in Deutschland by **Meissner Medical GmbH** gemäß ISO 9001 und den gültigen EN-Normen sowie Arbeitsschutz- und Sicherheitsbestimmungen.



HistoFile"- Anlage mit
Spezial-
Sicherheitsleiter



Feststell-
Mechanismus für
Leiter