

Waschtisch für Notfallausrüstung

Beschreibung

Waschtisch zur Reinigung und Desinfektion von Vakuummatratzen, Schienen, Pumpen und Zubehör für Anwendungen im Rettungsdienst, in der Luftrettung, bei SAR-Einheiten, bei Feuerwehren sowie in Aufbereitungs- und Werkstattbereichen.

Konstruktion komplett aus Edelstahl EN/DIN 1.4301. Stationäre Tischbauart mit stabilem 6-Fuß-Gestell, optional mit Höhenverstellung. Optional auch als mobile Variante auf Rollen verfügbar. Geneigte Arbeitsfläche mit vorderseitiger Rinne für kontrollierte Flüssigkeitsabführung. Umlaufende Randaufkantung ca. 30 mm hoch. Je ein Ablauf DN50 für Becken und Waschtisch serienmäßig, weitere Abläufe auf Wunsch. Optionaler Spritzschutz an der Rückseite.

Waschbecken nicht im Tisch integriert, sondern als verschraubtes Beistellbecken lieferbar, wahlweise 1 oder 2 Becken, rechts oder links positionierbar, Standardmaß 600 × 500 × 400 mm, optional mit Auflagegitter bzw. Rost. Vorrichtungen, Halterungen und Auflagen für Vakuummatratzen sowie Fixier- und Spannsysteme kundenspezifisch ausführbar.

Oberfläche geschliffen, Korn K320. Arbeitsfläche und Unterbau optional mit Geräuschkämmung bzw. Antidröhn-Ausführung.

Kalt- und Warmwasserarmatur mit schwenkbarem Auslasshahn und Brause mit Zugautomatik, Schlauchlänge 40 cm, optional zusätzlicher ausziehbarer Brauseschlauch unter dem Tisch. Andere Armaturen möglich. Wasseranschlüsse für Kalt- und Warmwasser am Becken vorgesehen. Optional integrierte Steckdosen im Untergestell in Schutzart IP54 mit Deckel.



Produkt Spezifikation

Produkt: Waschtisch für Notfallausrüstung

Art.-Nr.: MM-120-2639-00



Technische Daten:

Material: Edelstahl EN/DIN 1.4301 K320 (optional 1.4571)

Gewicht: ca.180 kg

Max. Tragkraft: 200 kg

Maße (L/B/H, in mm): 2400 x 1000 x 900 (individuell anpassbar)

Arbeitsfläche mit Gefälle (ca. 2,5 % bis 3 %) mit einem Ablauf DN50, schalldämmend unterfüttert

Becken als Beistellbecken, links und rechts positionierbar

Beckenmaße (L/B/H, in mm): 600 x 400 x 400 (andere auf Anfrage)

Abtropfgitter im Becken mit 50 mm Raster

Elektrische Anschlusswerte für optionale Steckdosen: 230 V / 16 A

Andere Ausführungen und Zubehör auf Anfrage

Herstellungsland

Hergestellt in Deutschland by **Meissner Medical GmbH** gemäß ISO 9001 und den gültigen EN-Normen sowie Arbeitsschutz- und Sicherheitsbestimmungen.

